


MICRO CHIRURGIE

*Niet - resorbeerbare hechtingsdraad*

**POLYPROPYLENE** *BLUE*

monofilament

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
<b>Round bodied - taper point Micro needle 3/8 Circle</b>					
5,1 mm - 100 µm	10/0	15 cm	blauw	MP 106	12
6,4 mm - 150 µm	9/0	15 cm	blauw	MP 097	12

*Niet - resorbeerbare hechtingsdraad*

**DACLON** *NYLON BLACK*

monofilament

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
<b>Round bodied - taper point Micro needle 3/8 Circle</b>					
3,8 mm - 70 µm	11/0	10 cm	zwart	MN113	12
3,8 mm - 70 µm	10/0	10 cm	zwart	MN103	12
3,8 mm - 100 µm	11/0	10 cm	zwart	MN112	12
3,8 mm - 100 µm	10/0	15 cm	zwart	MN105	12
3,8 mm - 100 µm	9/0	15 cm	zwart	MN094	12
5,1 mm - 100 µm	10/0	15 cm	zwart	MN106	12
5,1 mm - 100 µm	9/0	15 cm	zwart	MN096	12
6,4 mm - 140 µm	10/0	15 cm	zwart	MN1011	12
6,4 mm - 140 µm	9/0	15 cm	zwart	MN098	12
6,4 mm - 140 µm	8/0	15 cm	zwart	MN087	12
9,7 mm - 200 µm	7/0	45 cm	zwart	MN078	12

