

POLYESTER



Type	Gevlochten multifilament
Samenstelling	Polyester, een polymeer van polyethyleen tereftalaat
Coating	Silicon
Kleur	Groen Wit
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

POLYESTER



EIGENSCHAPPEN

- Onovertroffen treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Weerstand tegen herhaald buigen
- Synthetisch
- Gevlochten draadopbouw

- Gecoat multifilament

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

- Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie (hartkleprothesen)

- Minimale weefselreactie

- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Cardio-vasculaire chirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Algemene heekkunde
Sluiten van de huid
Orthopedie
Gastro-intestinale chirurgie
Obstetrie