


POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polypropyleen, een polymeer van propyleen
Coating	Geen
Kleur	Blauw
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

POLYPROPYLENE

BLUE



EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Weerstand tegen herhaald buigen
- Synthetisch
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- Buigzaamheid en soepelheid
- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Microchirurgie
Plastische chirurgie
Sluiten van de huid
Orthopedie
Sluiten van de buikwand (ook als mesh)
Gastro-intestinale chirurgie
Algemene heekkunde
Gynaecologie
Obstetrie

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie (hartkleprothesen en anastomosen)
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd