


SUPRAMID

BLACK



Type	Gedraaid en gecoat multifilament Maten 5/0 en 6/0 monofilament
Samenstelling	Polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.0
Kleur	Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

SUPRAMID
BLACK

SUPRAMID

BLACK



EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Synthetisch
- Gedraaide draadopbouw

- Cilindrisch gecoat multifilament

- Buigzaamheid en soepelheid

- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen
 en/of ligature
vooral Sluiten van de huid

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele wefselpassage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking

- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd