


# EASY PASS NAALD

- ✓ *Scherp en sterk*
- ✓ *Makkelijk doorgaand*
- ✓ *Elke doorgang voelt als de eerste*

De Easy pass-naald voor huidhechtingen combineert 3 geavanceerde technologieën voor een precisenaald van topkwaliteit:



## EIGENSCHAPPEN

- ✓ Extrascherpe precisiepunt
- ✓ Een nieuwe generatie roestvrij staal
- ✓ Geavanceerde technologie voor de coating van de naald  
Siliconen coating over de volledige chirurgische naald

## VOORDELEN

Uitstekende penetratie om het trauma voor de patiënt te verminderen en de intimale integriteit te bewaren  
Optimale en voorspelbare penetratie  
Langdurig scherp, ook na verschillende doorgangen

Blijft beduidend scherper na elke doorgang  
Beste buig- en breekweerstand  
Optimale combinatie van sterkte en buigzaamheid

Extreem zacht oppervlak  
Betere penetratie, controle en naalddoorgang  
Behoudt de naaldscherpte van begin tot eind

**INDICATIE** Cosmetische en plastische chirurgie

40%- 50%betere penetratieprestaties in vergelijking met standaard snijnaalden

